

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2017/2018**

16711163 - ? VYANDA SRI WENINGTYAS

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
DARAH RUTIN HB	Kalau menyamakan warna dengan komparator sebaiknya putar tabung, posisikan tulisan skala disamping supaya warna dalam tabung lebih terlihat jelas saat dibandingkan dengan komparator. Dalam membaca kadar Hb lihat batas atas di bagian cekungnya dek, kalau ada busa/gelembung jangan dihitung, ambil batas cairan di bawahnya itu.. itu yang 11 batas atas gelembung, kalau batas atas cairan dikisaran 10,6-10,8 g%.
DARAH RUTIN HMT	ok.
INJEKSI INTRAVENA	ok, namun ada hal2 kecil yang terlewat, tidak mengecek kekencangan jarum, tidak aspirasi
PENGECATAN ZN	persiapan alat kurang lengkap; saat pembuatan preparat spesimen yg diambil terlalu banyak dan tidak dibuat dengan cara spiral; saat fiksasi jarak dengan api terlalu dekat; tidak mengucapkan hamdalah setelah melakukan tindakan
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA/WRIGHT	persiapan alat dan bahan serta proteksi sudah baik, homogenisasi sudah baik,dan penetasan belum baik sediaan darah tebal dan tipis belum baik, pelajari lagi caranya dan jangan tremor , pada apusan darah tebal dibuang dulu larutan penyangganya sebelum diberi cat giemsa,manajemen waktu