FEEDBACK OSCE SEMSTER 2 TA 2023/2024

22711074 - TSAQIFA KALAMA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN HB DAN HMT	Hb: pinggir tabung dibersihkan dlu yaa setelah ambil spesimen, jangan lgsg dimasukkan ke dalam tabung yg sdh berisi hcl karena bisa menambah volume darah, bisa mempengaruhi hasil. Hmt: posisi saat memasukkan ke dalam sentrifus salah yaa mba, semen yg berada di luar. sedangkan saat dipasang tadi posisi semennya di diletakkan di dalam (penyeimbangnya pun juga posisinya sama). Ini fatal yaa karena jelas nanti setelah disentrifus darahnya habis luber di mesin sentrifusnya.