

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2015/2016**

14711126 - YOANDA ANISKA BERASILA S.

| <b>STATION</b>   | <b>FEEDBACK</b>   |
|------------------|---|
| DARAH RUTIN HB   | kalau mengaduk, gunakanlah batang pengaduk, jangan pakai mikropipetnya, warna tidak sama dgn tabung komparator  |
| DARAH RUTIN HMT  | apa interpretasi dari nilai hmt itu? normal?tinggi?rendah? harus disebutkan   |
| FUNGSI VENA      | persiapan alat kurang lengkap, saat pungsi tabung sebaiknya tidak langsung ditusukkan ke holder karena menyebabkan tabung tidak vakum, pungsi vena blm berhasil hingga waktu habis  |
| PEMASANGAN INFUS | saat persiapan botol infus, agar tidak banyak membuang cairan, kunci dulu klemp, baru isi tabung sampai setengah dengan memencet tabung kecil (bukan memencet plabot), saat inseri, sudut penusukan tidak tepat sehingga 4x tusuk tidak berhasil, saat akan penusukan sudah desinfeksi tetapi tempat penusukan dan desinfeksi tidak sama, sebagian dipegang setelah desinfeksi. |
| REFLEK PATOLOGIS | sudah baik  |