

**FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 1 TA 2015/2016**

15711214 - TIA HANDAYANI BORU SINAGA

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
ASEPTIK	prosedur anda salah dik dan tidk urut. persiapan juga kurang lengkap dimana ada memakai masker dan topi setelah scrubbing. jadinya on. lain kali tolong diperhatikan prinsip aseptiknya
FISIOLOGIS	sampaikan cara pemeriksaannya, pelajari lagi lokasi pemeriksaan pada patella dan trisep, pertama2 salah tempat pemukulan walaupun akhirnya benar,
KEKUATAN OTOT	kekuatan otot lengan atas nya knp ga diperiksa? periksa ajh semuanya.. waktunya cukup kok.. disuru periksa kaki juga lhohhh...
KOMUNIKASI	ok, ada baiknya kalo sambil menyebut namanya ibu mei, yah setidaknya ya kan tante? biar lebih nampak cair mbak tia
KOMUNIKASI	ok, ada baiknya kalo sambil menyebut namanya ibu mei, yah setidaknya ya kan tante? biar lebih nampak cair mbak tia
MULUT	belum palpasi SPN, kurang lengkap gigi gusi belum dilaporkan, palatum mole dan durum belum dilaporkan, tonsil blm dilaporkan
NERVUS CRANIALIS	px NC I : pastikan lubang hidung tdk trsumbat. waktu habis,, tdk selesai melakukan pemeriksaan NC
SEGMENT ANTERIOR	pemeriksaan kurang lengkap, sklera interpretasi salah.. agak kecoklatan?? belajar lagi ya, de.. bagaimana cara memeriksa konjungtiva pelpebra? mata pasien diawali diutup atau dibuka?, pemeriksaan silia tidak dilakukan..interpretasi pemeriksaan kornea perlu lebi dilengkapi
SENSIBILITAS	diskriminasi 2 titik : jatuhnya jarum tidk bersamaan dek...jd jarak lebih dr 3 cm aja pasiennya msh blg 1 titik yg terasa. jangan bilang ga normal langsung interpretasinya yakk.. :) tehnik utk diskriminasi 2 titiknya lebih diperhatikan lagi. kalo dgn memegang 2 jarum dgn 1 tangan bisa menimbulkan bias lebih baik pegang dengan masing2 tangan yaa.. dan jika mau menusukkan ke pasien, coba dulu ke tangan pemeriksa yaa jarumnya.
TELINGA	alat belum dibersihkan, kurang periksa valsava dan toynbee
VISUS	kurang menjelaskan prosedur dan risiko pemeriksaan,, interpretasi mata kanan kurang teat, masih bisa baca baris ke 2 lho,,,utk yg 1/300 kurang px.persepsi warna