

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2016/2017

15711101 - HISYAM ILHAM

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (HB)	cara pengenceran tidak tepat, tidak langsung sebanyak itu, tetapi setetes demi sedikit. jadi terlalu terang, hasil jadi tinggi sekali. tidak menunggu 1-2 menit baru diencerkan
DARAH RUTIN (HMT)	ok, bagus hisyam. jangan sampai lupa syarat pembacaan hmt bagaimana
INJEKSI INTRAVENA	Persiapan alat yang lengkap, informed consent tentang cara injeksi jangan pake istilah medis, mempersilahkan pasien berbaring dijelaskan dengan detil posisinya bagaimana, pakaian bag mana yg harus dibuka, memilih daerah injeksi diinspeksi dulu
KOMUNIKASI	sambung rasa good. pertanyaan terbuka lumayan, perlu dilatih terus yaa. keluhan utama sudah cukup tergali dg baik. anamnesis sistem hanya sedikit, banyak sistem yg terlewat, belajar lagi kira2 keluhan tambahan apa yg akan membantu menegakkan diagnosis dan menyingkirkan diagnosis banding (nantu kalo sudah kenal banyak macam penyakit pasti bisa lebih baik). cross check dan summary jangan lupa dikerjakan saat anamnesis yaa..
PEMASANGAN INFUS	tujuannya apa? persiapkan dengan lengkap alatnya? masak sudah pasang torniket dulu sebelum menyiapkan botol? menyambungkan infus set dengan botol, namun tidak membuang udara/mengalirkan cairan...otomatis ketika menyambungkan saat sudah insersi kanul udara seselang masuk ke vena pasien. tidak cuci tangan setelah pemasangan.
PENGECATAN GRAM/ZN	persiapan alat tidak lengkap, megeringkan preparat (n08) terbalik dilakukan sesudah poin 9. Mengeringkan sediaan setelah dicat tidak diposisikan miring
PUNGSI VENA	hanya mempersiapkan 4 alat, tidak menyebutkan berapa lama tourniquette terpasang, tidak memastikan jarum kencang, desinfeksi tidak ditunggu kering, hanya membendung vena dengan tourniquette, tidak melakukan cara memperbesar vena
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	informed consent sebaiknya dilakukan pada pengantar pasien jika pasien tidak sadar
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT - GIEMSA	alat yg disiapkan hanya 6, apusan tipis tdk sempurna, tdk memberikan larutan penyangga pada sediaan tebal, methanol mengenai sediaan tipis, kurang teliti dan hati2