

**FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2017/2018**

16711047 - ? DINI ISLAMIANA

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
DARAH RUTIN HB	memasukkan spesimen darah terlalu banyak, tidak bersih saat memasukkannya ke tabung....
DARAH RUTIN HB	salah mengisi darah dalam tabung kapiler
INJEKSI INTRAVENA	mencuci tangan sebaiknya tidak menggunakan jam tangan, cincin atau gelang. sebaiknya berhati-hati saat memasukkan tutup jarum (letakkan tutup dibawah dan masukkan jarum dengan satu tangan). kapas kering didekatkan agar mudah dan tidak meninggalkan spuit tertancap pada pasien tanpa dipegang. saat menusukkan jarum sebaiknya menegangkan kulit dengan ibu jari dan jari telunjuk. desinfeksi sekali oles saja, dan jangan menyentuh kembali area yang sudah didesinfeksi, ingat sarung tangan tidak steril. aspirasi wajib dilakukan untuk memastikan tidak masuk intravena.
KOMUNIKASI	sudah bagus tp kurang sistematis aja. besok2 lebih baik lg ya, dg byk latihan
PEMASANGAN INFUS	roller clam dikunci dulu ya sebelum selang ateter disambung ke botol infus, hati2 menjaga sterilitas bagian yg harus steril (ujung2), menusukkan kateter harus sampai pangkal jangan hanya sampai darah keluar, nyambung kateter dengan selang infus juga harus benar jarumnya dicabut dulu ya, sterilitas ujung jadi tidak terjaga, cuci tangan post, pastikan aliran dulu setelah menyambungkan baru difikasasi ya,
PENGECATAN GRAM	Ose tidak dipijarkan dr pangkal tp dr tengah. Spesimen hanya diameter 1-1,5 cm pdhl ZN. Saat mengecat ZN A, seharusnya sampai menguap, BUKAN SAMPAI KERING. ZN C tidak sampai 5 menit, hanya 10-20 detik!
PUNGSU VENA	TIDAK cuci tangan dan tidak pake handscon, pilih vena yang besar dan tidak mudah bergerak dibidang ya, alkohol ditunggu hingga kering, teknik injeksi masih salah ya dik, belajar lagi cara pegang spuit saat ambil darah,,perhatikan prinsip aseptik, saat gagal jangan taruh spuit sembarangan apalagi tidak ditutup jarumnya,,,lebih dari 5 kali baru kena ambil darahnya,,,darah menuangkan ke tabung kok disemprot??tidak dilabel, pasien tdk diberi kapas kering utk menekan bekas suntikan.....BELAJAR LG YA,,,
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	Sudah ok semua, hy lupa cuci tangan di awal saja ya
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA	identitas pada object glass belum lengkap.