

**FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2017/2018**

16711085 - MUHAMMAD FARIZ CAHYA PRATAMA

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
DARAH RUTIN HB	meletakkan tabung yang berisi spesimen dan HCL dan membiarkannya adanya hemolisis selama 1-2 menit ya
DARAH RUTIN HMT	alhamdulillah sudah baik
INJEKSI INTRAVENA	inform consent oke, hanya menyiapkan 7 alat, tourniquete idak perlu untuk injeksi IM ya, tidak melakukan palpasi adanya masa, nyeri tekan, tidak melakukan aspirasi, tidak meletakkan kapas kering setelah injeksi
KOMUNIKASI	Sapalah pasien dengan sesekali menyebut namanya. Penggalian informasi kurang sistematis dan beberapa kali menanyakan hal yang sebetulnya sudah dijawab oleh pasien. Anamnesis sistem kurang lengkap.
PEMASANGAN INFUS	saat menghubungkan botol dengan infus set, pastikan terkunci dulu, ujung infus set jangan kena sarung tangan jadi ga steril, kassa yg sudah tidak steril jangan taruh kom steril tapi buang dibengkok, lakukan salah satu cara memperbesar vena, kehabisan waktu belum sempat hitug tetesan, on dari 2x
PEMASANGAN INFUS	saat menghubungkan botol dengan infus set, pastikan terkunci dulu, ujung infus set jangan kena sarung tangan jadi ga steril, kassa yg sudah tidak steril jangan taruh kom steril tapi buang dibengkok, lakukan salah satu cara memperbesar vena, kehabisan waktu belum sempat hitug tetesan, on dari 2x
PENGECATAN ZN	Gram:labellingnya apa aja de kalo gram? formalin pakai ose saja kalo pakai pipet ternyata malah kebanyakan. fiksasinya lupa? saat masih pakai handscoon cuci tangan dengan alkohol juga ya.
PUNGSU VENA	persiapan alat masih kurang (9 item dari 11 item), yang fariz lupa namanya itu namanya pinset ya dek bukan penjepit. tidak menyebutkan waktu maksimal pemasangan tornikueta. tidak menyebutkan syarat vena yang dipilih dan tidak melaporkan vena yang dipilih ke evaluator. bila saat pungsi vena tidak dapat darahnya maka tornikueta dilepas dulu baru di pungsi lagi (kandidat tidak melakukan). sudut penyuntikan kurang tepat. waktu habis !!.tidak edukasi ke pasien tidak memberi label identitas. tidak homogenisasi
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	ok
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA	Prosedur pengecatan giemsa masih belum sesuai. Setelah digenangi giemsa 30 menit seharusnya dibilas aquades baru dikeringkan, bukan ditunggu sampai catnya mengering sendiri