

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2017/2018

16711169 - ? YUNIAR KUMALASARI

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN HB	HCl kurang sedikit sampai batas 2. overall baik. pembacaan skala pengukuran Hb sudah betul.
DARAH RUTIN HMT	Darah yang diambil hampir 3/4 tabung, sebenarnya boleh saja. Kalau darah lebih dari 2/3 tabung sebaiknya menutup dengan semen juga agak banyak dek, minimal 0,5 mm, supaya tidak lepas saat sentrifugasi. Saat membaca hasil Hmt, kamu bisa menggunakan patokan pengukuran baik di kiri atau di kanan (itu sama saja dek). Pilihlah yang lebih dekat dengan posisi mikropipetmu supaya lebih mudah dan lebih stabil juga posisinya. Kamu juga bisa mengestimasi dari posisi batas eritrosit & plasma terhadap garis skalanya dari kelipatan 10, karena tiap kelipatan 10 ketebalan garis berbeda. Hasil seharusnya 36%. kamu baca 39-40%.
INJEKSI INTRAVENA	kapas kok dibilang kassa? spuit 5cc kok dibilang spuit 10cc? spuit kalau tidak dipakai ditutup dulu ya dek, jangan ditaruh terbuka begitu. cara disinfeksi salah, cukup sekali swab ya dek, tidak diulang2 seperti itu. lokasi yang diinjeksi kurang tepat. posisi menyuntikkan tidak benar2 90 derajat (walaupun yang diomongin 90 derajat). spuit ditutup dulu baru dibuang ke bengkok.