

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711147 - MUTIARA NAUFAL

| STATION | FEEDBACK |
|------------------------------|--|
| HEMATROKIT | Bacanya msh blm tepat, memutar sentrifus bukan di 12 rpm ya |
| HEMOGLOBIN | Pengisian HCLnya kebanyakan, msh sanagt byk sisa darah dalam pipet ya, setelah diambil dikocor kemudian ditunggu lisis ya |
| Injeksi Intravena | aspirasi dahulu sesaat sebelum obat dimasukkan...jika tidak akan berisiko jika obat masuk ke pembuluh darah, laporkan lokasi yang dipilih untuk dilakukan injeksi kepada evaluator |
| Komunikasi | Salam ok, memperkenalkan diri, menggali identitas OK, kontak mata, suasana komunikasi cukup baik, menutup pembicaraan dengan baik tetapi tidak menutup komunikasi dengan salam, jarang menggunakan nama pasien dalam komunikasi./ Keluhan utama ditanyakan, onset ok, durasi tidak digali, frekuensi ok, lokasi ok dan penyebaran tidak digali, karakter/tipe ok, yang memperberat ok, memperingan ok, upaya pengobatan ok./ Anamnesis sistem saraf pusing ok, tapi demam kurang relevan, kv (pasien yang menyampaikan), respi ok, digestif tidak digali,. Pertanyaan banyak terbuka/tertutup, cukup mendorong pasien menceritakan keluhan, mencatat informasi di RM dengan baik, pertanyaan tidak ditanyakan secara sistematis, beberapa pertanyaan tidakrelevan. / Tidak perlu menanyakan RPK penyakit jantung, tidak perlu menanyakan kebiasaan makan dan tidur tidak relevan, mimisan juga tidak relevan |
| Pemasangan Infus | profesionalisme masih perlu ditingkatkan, belum menyebutkan semua alat yang diperlukan, lupa mengalirkan cairan di selang infus dan saat ingat melakukannya dengan meninggalkan pasien dalam keadaan terpasang tourniquet, perlu berlatih lagi cara menusukkan kateter intravena |
| Pengecatan Gram / ZN | lebih cermat & tersistematis. |
| Pungsi Vena | masih ada beberapa detail belum baik, cthnya , lupa melepas tornquet segera dll |
| Refleks Patologis dan GCS | rangsang nyeri kurang optimal. perhatikan posisi saat px openheim.lain2 baik |
| SEDIAAN APUS TEBAL DAN TIPIS | metanol maupun buffer sebaiknya dikeringkan dulu, bukan dibilas dengan akuades, kemudian diberikan tetesan giemsa. agar larutan tidak saling bercampur. |