

**FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2018/2019**

17711153 - HAALA MAHAPAWITRI

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
HEMATROKIT	Blm memastikan alat dalam kondisi bersih
HEMOGLOBIN	Blm memastikan alat dalam kondisi bersih, blm membaca basmalah, darah terlalu byk dan mash byk byk yang tertinggal, memasang pipet terbalik, aquades digunakan utk mengaduk, terlalu banyak aquades shg hasil Hb 20
Injeksi Intravena	hati-hati terhadap jarum yang sudah tidak tertutup harus terus dijaga kesterilannya
Komunikasi	baik. memperhatikan kenyamanan pasien
Pemasangan Infus	Haala, jangan lupa mengunci infus set ya sebelum menyambungkan ke cairan infus; tabung tetesan jangan lupa diisi sampai setengah; lama pemasangan tourniquet tidak disampaikan; saat menusukkan jarum, terlalu dalam dan tidak diikuti menarik jarum saat lumen plastik cateter IV sehingga infus tidak jalan; sebelum fiksasi sebaiknya pastikan dulu infus bisa mengalir dg baik; lain2 sudah baik, perhatikan kembali ya hal2 kecil tapi berdampak krusial
Pengecatan Gram / ZN	Cukup Baik
Pungsi Vena	belum menyampaikan syarat vena yang dipilih, tidak melakukan cara ememperbesar vena, tidak menyampaikan daerah mana yang akan dilakukan penusukan, lupa menulis label, pelajari lagi cara pasang tourniquet yaa..., perhatikan faktor kehati-hatian (jangan membiarkan mata jarum mengarah kemana-mana tanpa tutup)
Refleks Patologis dan GCS	1 stimulus nyeri bisa nilai 3 aspek y de... e 2 v 1 ? pasien mengaduh motorik 1 ? perhatikan lagi teknik memukulkan palu utk rossolimo dan mendel bechterew
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	cat rightnya kok dibilas dengan air? harusnya tidak dibilas dan langsung diteteskan sejumlah yang sama larutan buffer. tdk melakukan homogenisasi, identita hanya di tulis diawal, mencoba lebih dari 2 kali baru sukses membuat hapusan yang baik. tdk mengeringkan sebelum dilakukan pewarnaan.