

## FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711149 - ARNOTHALIA PERMATA PUJAKESUMA

STATION	FEEDBACK
Pungsi Vena	lakukan teknik penusukan dengan benar, jari telunjuk tidak perlu menekan jarumnya, hanya pegang saja dengan biasa bagian ujung spuit atau pangkal needle. derajat penusukan jarum yang terlalu dalam bisa menyebabkan meleset dari area vena yg sudah ditentukan (terlalu dalam). gagal pengambilan >4x ya, ketika melakukan pencabutan jarum gunakan prosedur yg benar, jangan asal cabut begitu saja, itu pura2 manusia beneran, sakit lho. perhatikan torniket yg terpasang, jika memang kelamaan bisa dilepas dulu kemudian dipasang lagi. jika akan melakukan pungsi lagi lakukan prosedur dengan benar, tidak asal tusuk lagi ya, lakukan desinfeksi ulang. darah yang tidak keluar berarti salah lokasi atau bisa juga meleset, lha itu jarummu sampai bengkok gt. yang lain bisa mendapat darah banyak lho, dan tidak ad masalah dengan manekin, memang lokasi yg km pilih belum tepat. lokasi yg anda pilih terlalu ke lengan bawah bag ventral. lakukan pungsi vena di regio medio cubiti ya, pilih vena yg paling besar dan paling menonjol.
Refleks Patologis dan GCS	gcs dan reflek patologis dilakukan dengan cukup baik