

## FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2019/2020

15711192 - SINGGIH WASKITO

| STATION  | FEEDBACK  |
|--|---|
| PEMASANGAN INFUS                                   | roller clamp dikunci dulu sebelum infus set dihub dg phlabott, drip chamber nya jangan kepenuhan max 1/2, udara masih buaaaanyaak banget di selang infus, koq infus set selalu dipegang itu kenapa tho?   |
| PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)                       | memasukkan aquades jangan pake pipet kecil yg lain ok   |
| PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hmt)                      | sudah baik  |
| PEMERIKSAAN TINGKAT KESADARAN DAN REFLEKS PATOLOGI | pemeriksaan GCS sudah baik...hofmann tromner positif alasannya apa? babinski negatif alasannya? chaddok, gordon, openheim, scaefer negatif alasannya? rossolimo mendel hegatif alasannya?   |
| PENGECATAN GRAM                                    | sudah cukup baik  |
| PUNGSI VENA (spuit injeksi / vacutainer)           | sudah baik.   |
| SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT                 | Proteksi diri: cukup. ;alat dan bahan:cukup. ;Homogenisasi darah: cukup. ;Identitas-meneteskan darah: meneteskan darah terlalu sedikit. Membuat sediaan apus: terlalu pendek. ;Pengecatan: seharusnya mengeringkan suhu kamar-posisi miring. ;profesionalisme: hati-hati & teliti |