

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2019/2020**

**18711060 - MARCELLINO SABASTIAN ANANTA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
PEMASANGAN INFUS	harusnya tabung tetesan diisi dulu baru dialirkan, jadi tdk banyak cairan yg terbuang. masih ada udara di selang infus. harusnya pasang torniquet dulu baru desinfeksi, jangan dibalik. tdk memperbesar vena. kalo tetesan infus sudah lancar tdk usah dihentikan pada saat fiksasi. malah lupa tdk dialirkan lagi stlh fiksasi
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	memasang mikropipet terbalik, sehingga interpretasi data salah