

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

18711144 - DHIA FARAH IBTISAM

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	sudah baik, kurang tepat saat menyampaikan waktu pewarnaan giemsa, disebutkan 30-1 jam, harusnya maksimal 30 menit
PEMASANGAN INFUS	Usahakan jangan langsung dikeluarka abocathnya dlu yaa jika saat menusukkan belum berhasil masuk ke vena. dicari dlu posisi yg sesuai, diutak atik dlu di posisi yg sudah ditusukkan tersebut drpda bolak balik pindah posisi pasiennya ditusuk berkali2.. Prosedur lain sdh sesuai. finishing juga sdh benar.