

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711003 - RURY ANNIDA RACHMAN

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	Secara umum sdh bagus hanya utk pemberian identitas 2x, sbml pengecatan dan stlh pengecatan
DARAH RUTIN (Hb)	OK
DARAH RUTIN (Hmt)	ok.
GCS	ok
GRAM& Zn	di awal persiapan alat, obyek glass juga harus dipanaskan di atas api bunsen.
PEMASANGAN INFUS	isi dulu tabung tetesan dan pastikan tidak ada udara
PUNGSU VENA	belum meminta pasien mengepalkan tgn, memasang torniquit ingat ditengah perjalanan, memutar dan melepas jarum tumpul, melepas penutup jarum kunci
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	belum mengecek kekencangan jarum dan mengganti jarum