

## FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711046 - SAJJAD KHAIRUNNAS

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	buatlah apusan dengan hati-hati sesuai yg dicontohkan dalam video dan tertulis di panduan
DARAH RUTIN (Hb)	belum membaca basmallah
DARAH RUTIN (Hmt)	belum membaca basmallah
GCS	saat periksa refleks patologis, pukulnya 1x aja ya, ga usah diulang2.. diperhatikan interpretasi GCSnya yaa..
GRAM& Zn	sudah sesuai
PEMASANGAN INFUS	upayakan sekali tusuk tidak berulang. pilih infus set yg tepat ya de... lebih berkomunikasi dg pasien y de
PUNGSI VENA	latihan untuk injeksi dan pungsi saat pegang jarum dan sudutnya ya, setelah darah keluar sudutnya jangan terlalu tinggi ya, maks 40 derajat aja
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	perhatikan desinfeksi vial, aspirasi seblm memasukkan obat dan pemilihan lokasi udah ssuai blm dg spertiga superior antara sias dan anus