

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711057 - MUHAMMAD RAFI HABIBI

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	apusan tipis kurang merata, baca urutan pengecatan yang benar
DARAH RUTIN (Hb)	darah lebih dari 0,2 .
DARAH RUTIN (Hmt)	ok
GCS	pemeriksaannya ga usah diulang2 ya, sekali pencet/tekan aja cukup dek..
GRAM& Zn	sudah sesuai
PEMASANGAN INFUS	lepas tourniket saat darah sudah tampak keluar.. jika menusuk dan gagal, jangan ditarik sampai keluar semua, tarik sedikit dan posisikan kembali dg baik
PUNGSU VENA	ya banyak berlatih ya pegang jarumnya
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	perhatikan persiapan, aspirasi, kekencangan jarum ya