

## FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711075 - MUHAMMAD ARIQ ATMA SAIKA

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	apusan darah terlalu tebal, lupa belum diberi identitas, setelah dibilas aquades dikeringkan dengan dimiringkan di atas tissue agar cairannya tidak mengotori yang lain
DARAH RUTIN (Hb)	belum baca basmallah, homogenisasi darahnya dulu. pengenceran terlalu terang
DARAH RUTIN (Hmt)	belum baca basmallah
GCS	baik, ketukan palu reflek harus kuat dan gentle
GRAM& Zn	
PEMASANGAN INFUS	Chambernya jangan lupa diisi dan pastikan tidak ada udara dalam selang. Bila tidak dapat pembuluh darah, langkahnya diulang ya.
PUNGSU VENA	Over all sudah baik prosedur tindakan yg dilakukan. hati-hati saat memasukkan jarum jangan terlalu dalam yaa,, dirasakan sudah terasa sensasi masuk ke pembuluh darah atau belum baru dihubungkan tabung vacutainernya. Ingat, torniquet dilepas kapan? --> saat darah sudah keluar langsung segera melepas torniquet yaa.
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	Sip! sudah baik. GOOD JOB!