

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711083 - AMRITA FATHINA FAZA

| STATION | FEEDBACK |
|------------------------------|---|
| APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA | persiapan : ok; proteksi ok, labelling ok, homogenisasi pelan saja jangan dikocok2 berlebihan cukup digoyang sedikit, teknik apusan : salah menyebutkan waktu pengeringan tebal hrsnya 5- jam tapi disebutkan 1 jam |
| DARAH RUTIN (Hb) | pastikan saat mengambil darah melalui mikropipet, tdk terputus darahnya |
| DARAH RUTIN (Hmt) | lupa waktu sentrifugasi, pembacaan hematokrit kurang tepat (harusnya 44 dibaca 48) |
| GCS | Sudah benar dan baik |
| GRAM& Zn | langkah cuci tgn who mohon dipelajari lagi sepertinya ada 1 langkah yg terlewatkan, pada saat fiksasi preparat koq lsg dipanaskan diatas bbunsen baru ditunggu 15-30 menit(kebalik ndak ya dik?), |
| PEMASANGAN INFUS | torniquet kencang ya, dgn bantalan 2 jari, insersinya pelan dan jangan terburu dimasukan semua. |
| PUNGSU VENA | Pemasangan torniquet perlu dicek kekencangannya. Injeksi tidka langsung berhasil, tusuk 2x masih belum keluar darah. |
| TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR | Pada saat akan suntik memasukkan obat, sampaikan pasiennya y dek. Tadi juga terlewat untuk palpasi area suntikan |