

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711087 - DINA AROFATUL HASANAH

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	homogenisasi EDTA nya pelan saja, cukup digoyangkan pelan, persiapan & proteksi lengkap, teknik apusan dan pengecatan ok, labelling ok
DARAH RUTIN (Hb)	untuk Hcl, pastikan tepat di tanda 2. sewaktu mencampur dengan akuades, aduk pelan2 saja agar tdk ada gelembung yg menyulitkan pembacaan
DARAH RUTIN (Hmt)	ok
GCS	GCS benar. Refleks semua sudah dilakukan dengan benar.
GRAM & Zn	ok, urutan pengerjaannya
PEMASANGAN INFUS	membendung vena dengan tourniquet, jgn lupa dilepas setelahnya. perhatikan saat menyambung infus set dg kateter jaga sterilitas
PUNGSU VENA	Sudah cukup baik. Tidak mengucapkan basmalah dan hamdalah.
PUNGSU VENA	
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	Belum mengucapkan basmalah dan hamdalah.