

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711088 - NURVISA SYIFANA YUMNA

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	perlu berlitih lagi ya biar darah yg ditetes pas dan apusan baik, , sampe membuat apusan tipis ke 4 hasilnya baru lumayan baik...yang lain sdh ok..perhatikan waktu ya, label jg bukan simulasi tapi ditempel beneran..tetap semangat
DARAH RUTIN (Hb)	terlalu encer warna lebih cerah dari standar
DARAH RUTIN (Hmt)	ok
GCS	oke
GRAM& Zn	preparat terlalu tebal, lupa membaca hamdalah
PEMASANGAN INFUS	kesulitan pasang tornuquet ya, ga usah buru2 jd kurang benar pasangny, sempat menyentuh kateter i.v, ON ya..jangan lupa mengucapkan menunggu kering swab nya, meski td pasang i.v nya sdh beberapa saat setelah swab
PUNGSI VENA	Posisi tangan saat memasukkan jarum diperhatikan ya supaya sudutnya tdk keliru. Setelah darah keluar, torniquetnya jangan lupa segera dilepas yaa mba Syifa..
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	Saat desinfeksi perhatikan prinsip aseptik yaa..jangan sampai kena bagian yg sudah terdesinfeksi. Teknik saat jarum sdh mulai ditusukkan di kulit jangan diam diam ya kalau sdh tertusuk, langsung masukkan smooth n gentle.. Perhatikan kenyamanan pasiennya yaa..