

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

197111110 - RENATA SEPHIA ALVIONA

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	sudah bagus
DARAH RUTIN (Hb)	teknik memasukkan spesimen kurang sempurna jd ada yg menempel di dinding tabung
DARAH RUTIN (Hmt)	pengisian tabung mikro heamtocrit kurang tepat krn tidak full, meletakkan salah satu micri hematocrit di sentrifuge kurang tepat
GCS	latihan cara pegang palu refleks ya, jgn lupa basmalah
GRAM& Zn	Good Job
PEMASANGAN INFUS	belum mengalirkan cairan/ udara dari tabung setelah dipasang infus set, fiksasi kurang rapat
PUNGSU VENA	Perhatikan sudut menusukkan jarumnya yaa, kalo sudah tepat arahnya tidak akan kesulitan masuk ke venanya. torniquet jangan lupa langsung dilepaskan segera setelah darah tampak yaa non. Secara keseluruhan sudah baik.
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	Sip.. sudah benar teknik yg dilakukan serta sudah lengkap sesuai prosedurnya.