

## FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711116 - VINKAN PRAWIFA ZHAHRAH

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	alat bahan kurang lengkap disebutkan, belum cuci tangan pasca tindakan, apusan tipisnya lebih diperbaiki ya
DARAH RUTIN (Hb)	Memasukan spesimen harus tepat 20 ul, lebih hati-hati lagi dalam melakukan pemeriksaan, karena spesimen kurang intrepertasi mjd kurang tepat, selebihnya sudah oke
DARAH RUTIN (Hmt)	Semua alat dan bahan belum disebutkan dengan baik (sarung tangan, tabung kapiler ukuran 75 mm, semen, gtabung hematokrit, alat sentrifus, alat baca HMT, darah), tabung kapiler terisi terlalu banyak, lebih hati-hati lagi saat melakukan pemeriksaan,selebihnya oke
GCS	sudah ok
GRAM& Zn	Secara umum sudah baik, lebih hati-hati lagi saat melakukan pengecatan dan cat yang digenangi jangan terlalu banyak utk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik
PEMASANGAN INFUS	cuci tangan belum disampaikan, belum menunggu kering bagin disinfeksi
PUNGSU VENA	cuci tangan kurang sistematis, tidak melakukan homogenisasi, waktunya lebih 2 menit
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	cuci tangan kurang sistematis sesuai WHO, tidak mengencangkan jarum , tidak membuang susa udara