

## FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711126 - AMALIA ERITA HISBADIANA

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	teknik dan cara sudah benar, hanya hasilnya krang bagus
DARAH RUTIN (Hb)	memasukkan spesimen ke tabung lebih pelan dan pastikan tidak bersisa di mikropipet.menggunakan mikropipet jangan terbalik
DARAH RUTIN (Hmt)	oke, sudah sistematis.
GCS	Salah menginterpretasikan komponen verbal pada GCS (pasien masih mengatakan "aduh/haduh" saat dirangsang nyeri --> seharusnya V3 tapi mahasiswa menyebutkan V2). Pemeriksaan refleks patologis sudah cukup baik.
GRAM& Zn	bolak balik ya membersihkan kaca obyek. ukuran sampel 2-3 cm.dikeringkan dulu di suhu ruang baru fiksasi.
PEMASANGAN INFUS	ok
PUNGSU VENA	Desinfeksi harus dibetulkan dan belum mengucapkan basmalah dan hamdalah
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	Alkohol swab atau kapas alkohol didekatkan di tempat akan menyuntik, sehingga saat membersihkan pasca injeksi sudah siap. Ucapakan basmalah dan hamdalah sebelum dan sesudah tindakan.