

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711129 - NISRINA NABILA

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	ok sdh baik dan runtut
DARAH RUTIN (Hb)	perlu sering berlatih membandingkan warna dengan komparator
DARAH RUTIN (Hmt)	Ok
GCS	sudah baik
GRAM& Zn	sudah lengkap dan runtut
PEMASANGAN INFUS	Membendung vena dengan torniquet dilakukan nanti yaa setelah persiapan botol infus dan infus set. scroll pengunci dibuka loss yaa saat sudah tersambung infus setnya dengan kanul abocath..sampai nanti terfiksasi baru disesuaikan dengan tetesan per menitnya. Ingat dilepas torniquetnya ya kalau darahnya sdh keluar. Finishing sudah benar.
PUNGSI VENA	Torniquet dilepas lama setelah semua pekerjaan selesai. Lalu belum mengucapkan basmalah dan hamdalah.
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	Belum menunjukkan cara mengencangkan jarum, belum mengucapkan basmalah dan hamdalah.