

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711131 - ANISA SUGIYANTI

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	homogenisasi terlalu kencang// jangan lupa di sline tipis yg baru dibuat juga diberi identitas nggih
DARAH RUTIN (Hb)	belum memastikan semua alat kering, latih lagi teknik pengegncean
DARAH RUTIN (Hmt)	ok
GCS	Penilaian GCS bener semua komponen, reflex dilakukan semua.
GRAM& Zn	grogi malah pas menyalakan korek & bunsen, teknik pembuatan preparat ok, cukup ketebalannya, teknik pengecatan ok, penyebutan waktu pengecatan ok, berdoa sebelum sesudah ok, desinfektan ok
PEMASANGAN INFUS	penyambungan masih perlu dilatih
PUNGSU VENA	waktu memindahkan darah ke tabung, jarum tidak dilepas
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	agak gugup, malah bingung naruh jarum dimana