

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711138 - RAHAJENG PURBANINGRUM ROSYADI

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	spread baik, gerakan spread lakukan dengan spontan namun gentle agar dapat hasil maksimal. bikin titik sample yg kecil agar lebih rapi
DARAH RUTIN (Hb)	sudah ok, untuk mengambil spesimen, dan pengenceran agar lebih teliti lagi
DARAH RUTIN (Hmt)	sudah ok
GCS	Langkah-langkah cuci tangan WHO masih kurang sempurna, masih melanjutkan pemeriksaan rangsang nyeri walaupun sudah ada respon dari pasien, cara pemeriksaan refleks Hoffman-Tromner masih kurang tepat (belum melakukan dorsofleksi wrist joint), cara pemeriksaan refleks Gordon dan Schaeffer juga masih kurang tepat (pressure-nya kurang dan terlalu cepat), lupa nama pasien. Lain-lain sudah cukup baik.
GRAM& Zn	diameter preparat terlalu luas.....lar. NaCL untuk sediaan padat jangan lupa ya
PEMASANGAN INFUS	belum melepas torniquet ketika kateter sudah diinsersi
PUNGSIS VENA	tabung vacutainernya jangan dilepas dulu, mestinyajarumnya dulu dicabut
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	gemetr