

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711153 - PANDU FEBRILIANO

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	homogenisasi terlalu cepat// darah jangan diseka dengan tangan ya mas// apusan tipis kurang oke
DARAH RUTIN (Hb)	sudah ok
DARAH RUTIN (Hmt)	sudah ok
GCS	lebih teliti
GRAM& Zn	Baik
PEMASANGAN INFUS	sebelum menyambung dengan infus set jangan ditarik dulu jarumnya siapkan bagian yg akan dipasang jadi darah yg keluar tidak terlalu banyak
PUNGSU VENA	sudah ok, untuk persiapan krang lengkap
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	sudh ok, hnya saat menusukkan jarum jngan terlalu cepat dan mengagetkan