

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711154 - RIFA ALIFIA ATIKA

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	homogenisasi terlalu kencang//
DARAH RUTIN (Hb)	teknik mencampur dilatih lagi, pengenceran sebaiknya baca perlahan berkali klai pada cahaya
DARAH RUTIN (Hmt)	ok
GCS	cuci tangan di tengah pemeriksaan dan di akhir, penilaian GCS E dan V salah, M bener.
GRAM& Zn	sudah lengkap, runtut, kurang membilas aquades setelah pengecatan ZN A, penyebutan wkt tepat,baca doa pre dan post tindakan ok, memebuang ke tempat sampah desinfektan ok
PEMASANGAN INFUS	drip chamber jangn lupa diisii, iv kateter dorong sampai mentok
PUNGSI VENA	Dua kali tusuk, tapi desinfeksi ulang sudah benar
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	bagus, lancar