

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711157 - CHAERUL HADI WIDODO

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	perbanyak latihan pembuatan apusan, lihat video, baca panduan
DARAH RUTIN (Hb)	belum membaca basmallah
DARAH RUTIN (Hmt)	belum membaca basmallah
GCS	Untuk pemeriksaan dilakukan sekali aja ya, ga usah diulang2
GRAM& Zn	sudah sesuai
PEMASANGAN INFUS	lebih komunikasi ke pasien y de.. lebihrapi dalam fiksasi y de. hati2 meletakkan jarum
PUNGSU VENA	ya banyak berlatih ya pegang jarumnya dan segera memasukkan kedalam tabung ya
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	perhatikan pemilihan jarum pengganti, titik injeksi dan aspirasi