

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711172 - SHANAZ NURFITRI PANGESTI

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	latih lagi cara spread nya
DARAH RUTIN (Hb)	ok
DARAH RUTIN (Hmt)	ok
GCS	Sudah baik
GRAM& Zn	sudah baik
PEMASANGAN INFUS	pastikan tidak ada udara dalam selang infus. pasang tornikuetnya setelah memang siap mau pasang infus. jangan lupa lepas tornikuet segera setelah tersambung infusnya. pastikan selang putih kateter tidak terlipat
PUNGSU VENA	Pilih vena dulu yaa baru lakukan pemasangan torniquet, jangan lupa jarak antara titik pungsi dan torniquet sekitar 4 jari. lebih hati-hati lagi dalam melakukan tindakan, komunikasi bisa ditingkatkan lagi, bisa latihan terus yaa agar lebih mahir
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	Jangan lupa membuang sisa udara di spuit, teknik injeksi latihan lagi yaa agr lebih mahir, komunikasi ke pasien bisa ditingkatkan lagi, hati-hati dalam melakukan tindakan