

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711178 - RIZKY ALGHIFARI RABBANI

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	lakukan homogenitas darah EDTA sebelum meneteskan darah ke objek glas
DARAH RUTIN (Hb)	ok, untuk pengenceran perlu dilatih lagi
DARAH RUTIN (Hmt)	ok
GCS	px hofmennya tolong dilihat divedio lagi, teknisnya masih kurang tepat
GRAM& Zn	sudah oke
PEMASANGAN INFUS	perhatikan sterilitas alat, tempat meletakkan alat2 yg steril. berhasil di insersi kedua
PUNGSU VENA	Ingat harus dipasang torniquet setelah jarum masuk dan diulang lagi
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	Aspirasi belum dilakukan