

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711188 - MUHAMMAD ARIQ NAUFAL AROFIQ

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	jangan tremor saat membuat apusan
DARAH RUTIN (Hb)	Sudah baik, memasukkan specimen ke tabung pengencer, jangan ada yg tersisa di pipet pengukur, maupun selangnya.
DARAH RUTIN (Hmt)	Sudah baik.
GCS	cara pemeriksaan dan intepretasi GCS sudah baik, refleks patologis caranya sudah benar, hanya sebaiknya tidak dilakukan berulang2.
GRAM& Zn	oke..
PEMASANGAN INFUS	siapkan dulu infus set baru ditarik jarumnya yaaa....yg lain sdh oke
PUNGSU VENA	Lupa tidak memberi label ditabung. Di akhir tidak lepas sarung tangan dan cuci tangan dg alkohol.
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	sudah melakukan dengan baik dan sistematis. Lupa tidak cuci tangan dengan alkohol di akhir tindakan.