

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021**19711190 - SYIFA BENITA**

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	apusan darah tebal tidak dicek ketebalannya dan apusan tipis kurang representatif untuk pembacaan// lainnya sudah baik
DARAH RUTIN (Hb)	belum membaca basmallah. masih ada sisa darah dalam mikropipet.
DARAH RUTIN (Hmt)	belum baca basmallah, darah kurang dari 2/3 tabung kapiler
GCS	saat memeriksa bawahi posisi tangan jangan dijari kaki
GRAM& Zn	hati-hati memegang objek glass dgn penjepit, selebihnya oke
PEMASANGAN INFUS	beberapa kali insersi kanul abocath dan tidak keluar darahnya,, torniquet tidak segera di lepas bahkan sampai menghitung jumlah tetesan cairan torniquet belum dilepas, fiksasi longgar, hitungan TPM sudah benar 30 tpm tapi aplikasinya bukan 1 detik 2 tetes tapi tiap 2 detik 1 tetes ya.
PUNGSU VENA	jangan lupa pasang label dilengkapi ya
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	OK