

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711194 - AGHSAL DWIKI NOVANDA

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	Good
DARAH RUTIN (Hb)	Lebih dilatih lagi saat memasukkan darah ke tabung sampel, spuit sebaiknya tidak ditarik saat mikropipet ada di dalam tabung, karena darahnya jadi naik ke karet penghubung, sehingga kemungkinan darah yang masuk ke tabung sampel kurang dari 20 mikroliter.
DARAH RUTIN (Hmt)	Sudah Oke
GCS	ok
GRAM& Zn	ok sip. lengkap, rapi.
PEMASANGAN INFUS	masih ada udara dalam selang infus (mengalirkannya jangan cm sedikit), cara memegang abocath saat insersi salah, belum melepas tourniquet setelah insersi
PUNGSI VENA	pilih vena lebih baik....kosongkan spuit dari udara sebelum pungsi....tourniquet lupa dilepas ya
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	buang udara dan kencangkan jarum setelah ganti jarum untuk menyuntik ya