

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711204 - FARREL MUHAMMAD ARKAAN

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	apusan darah kurang sempurna, terlalu pendek, sisi tipisnya kurang panjang
DARAH RUTIN (Hb)	Sudah baik, hanya butuh kehati-hatian saat memasukkan darah /specimen ke tabung pengencer. Agar tidak ada sisa darah yg menempel diselang maupun pipetnya
DARAH RUTIN (Hmt)	Sudah baik
GCS	Pemeriksaan GCS untuk cara dan intepretasi ok. pemeriksaan refleks patologis sebaiknya bisa dilakukan 1-2 kali saja dengan yakin dan cara yang tepat, tidak terlalu sering diulang.
GRAM& Zn	Fiksasi : preparat menghadap ke atas ya, sisi yang ada spesimen jangan dikenakan api. Setelah dicat ZnA 0,3%, dipanaskan, baru ditunggu 5 menit. Dibaca lagi ya..
PEMASANGAN INFUS	siapkan dulu infus set baru ditarik jarum nya biar ga ngocor banyak ya...setelah insersi dicek dulu baru fiksasi ya, alhamdulillah yang lain sudah oke
PUNGSU VENA	Cara memegang jarum sudut terlalu besar. Melakukan 2 kali tusukan. Lupa tidak melonggarkan torniqet setelah keluar darah di spuit.
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	Tidak melakukan aspirasi udara dalam spuit. Di akhir tidak lepas sarung tangan dan cuci tangan.