

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711031 - FRITZIENICO ZACHARY BASKORO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	kurang teliti
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sebaiknya wrist joint difiksasi saat pemeriksaan kekuatan genggam tangan, mencari perluasan refleks --> hammer harus menyentuh kulit pasien/maksimal 1 lapis pakaian yang tidak terlalu tebal ya (tadi memukulnya di celana pasien yang masih terlipat-lipat). Lain-lain sudah cukup baik.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Posisi keratoskop terlalu dekat mata pasien, seharusnya berjarak sekitar 20 cm. Lainnya sudah baik.
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	Sudah baik
THT	ok