

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711072 - BAIQ BENING SENJARANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pastikan sudut tajam tumpul tegak lurus 90 derajat agar tidak bias
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah dilakukan dengan baik dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	untuk px sensibilitas, harus memeriksa secara berpasangan kanan dan kiri,
PEMERIKSAAN VISUS	penunjuk sering menutup huruf, hati hati menempatkan penunjuk
TEKNIK ASEPTIK	OK. alhamdulillah
THT	perbanyak latihan