

## FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711035 - LILI FARAHDINA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	pastikan alat bersih, masukan ujung mikropipet sampai dasar tabung, sisa darah masih ada, pengenceran dengan aqua tabung dalam komparator, baca di belakang cahaya utk warnanya dan tabung masih dalam komparator jika sudah sama baru angkat tabung dan baca hasil. warna masih terlalu pekat
DARAH RUTIN (HMT)	alat pastikan bersih dan tdk rusak, ambil darah dengan ujung merah yg dimasukkan ke tabung darah, letakan di sentrifus dengan penyeimbang, berapa putaran dan berapa lama?
Fungsi Vena	IC: tdk menjelaskan cara, kerjakan sesuai dg perintah, jk diminnta untuk vacutainer ya yang disiapkan adalah vacutainer bukan spuit ya takutnya malah bikin salah tindakan, vena yang dipilih tdk. turniket digunakan maksima brp lama? vena yang dipilih tdk deskripsikan dengan lengkap (tdk nyeri)?, panik lp cara memakai turniket, akhirnya bs, seharusnya disinfeksi juga dilakukan sesaat sebelum tindakan (terutama jika daerah tsb dipegang2). jangan lupa meregangkan kulit sebelum menusukka jarum, tdk membalikkan tabung setelah pengambilan (ini agar tercampur dengan baik dengan antikoagulan) . label tdk hanya menuliskan nma, tp juga RM dan jam pengambilan
INJEKSI	cara menghilangkan udara belum baik,
RUMPEL LEEDE	pasien boleh duduk atau berbaring, tapi kalo duduk usahakan tangan tidak menggantung