

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711082 - TALBIYAH SABDAH RIZAN TAUPIQ

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	pastikan mengambil sampel darah 20ul ya dek.
DARAH RUTIN (HMT)	kl tabung kapiler nya tidak terisi dengan baik, ya diulang dengan tabung yang baru dek. hasil seperti itu tidak bisa di sentrifuge. menaruh di sentrifuge dilakukan ya, tidak hanya diceritakan.
Fungsi Vena	Teknik pungsi salah, sudut terlalu curam, jarum terlalu dalam. Darah gagal diambil. Dilakukan berulang-ulang masih gagal. Panik dan tidak tenang menghadapi pasien ketika tindakan yang dilakukan gagal.
INJEKSI	Scr umum sdh baik hanya blm melakukan aspirasi dan kasa yg digunakan terlalu besar, dapat menggunakan kapas steril tp caranya yg benar
RUMPEL LEEDE	menurunkannya terlalu lambat. area baca kurang tepat