

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711133 - AULIA ISNAINI RAHMATUNA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	Jangan lupa darahnya dihomogenisasi dlu yaa mba diawal. Masih banyak sisa darah yg tersisa di dalam tabung mikronya ya mba, harusnya dibilas dulu dengan spesimen y sudah ada di tabung spesimennya. atau dipencet selangnya atau dimasukkan udara melau spuit dan didorong sisa darahnya yg masih ada dalam tabungnya tadi. Pengenceran terlalu berebih ya mba, jd tidak sempurna, hasil dalam tabung spesimen lbh terang dibandingkan dengan warna pada komparator. Dari 2 perlakuan tadi dapat berpengaruh pada hasil Hbnya nanti :) Hasil Hbnya kebanyakan yaa mba tadi sampai 20 gr/dL.
DARAH RUTIN (HMT)	Oke,, sudah baik dan sesuai dengan prosedur pemeriksaan Hmt.
Fungsi Vena	siapkan alat semuanya, vena mediana cubiti itu bukan de lengan atas, pastikan jarum spuit sebelum digunakan, kalau melepas sarung tangan sebaiknya kiri dulu
INJEKSI	perhatikan prinsip sterilitas, sudah cukup
RUMPEL LEEDE	baik sudah memperkenalkan diri dan menanyakan identitas pasien, mengukur areanya kok tidak di fosa cubiti?