

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711136 - WYNA DWI LESTARI

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	Darahnya dihomogenisasi dulu yaa mba diawal, biar yg terambil tidak darah pekat yg mengendap di bagian bawah tabung vialnya. Masih banyak sisa darah yg tersisa di dalam tabung mikronya ya mba, harusnya dibilas dulu dengan spesimen y sudah ada di tabung spesimennya. atau dipencet selangnya atau dimasukkan udara melau spuit dan didorong sisa darahnya yg masih ada dalam tabungnya tadi. Harus cermat yaa dalam melakukan tahapan pemeriksaannya agar hasil yg muncul sesuai, perhatikan faktor2 yg daat mempengaruhi hasil :)
DARAH RUTIN (HMT)	Mampatkan dengan semennya sampai selesai ya mba, jangan dibiarkan tabung kapilernya dengan ditanamkan di semennya :D
Fungsi Vena	siapkan alat sesuai perintah soal, sudut jarum dan permukaan kulit itu 30-50derajat, alirkan darah, bukan disemprot, gunakan kassa sesuai kebutuhan
INJEKSI	cukup baik
RUMPEL LEEDE	tidak memperkenalkan diri, tidak menanyakan identitas pasien, tidak mengucapkan basmalah