

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711138 - FATIMA AQMARINA MUMTAZ AQILA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	cara homogenisasi dan mengaduk spesimen tidak perlu kuat2 dan cepat, yang penting bisa tercampur dg sempurna.
DARAH RUTIN (HMT)	baik
Fungsi Vena	memasang torniquet sekitar 4 jari di atas fossa cubiti. kencangkan jarum saat akan menggunakan alat. desinfeksi tunggu alkohol kering.
INJEKSI	Alat kurang wadah jarum. Sebelum dipakai tidak mengecek kekencangan jarum, Lokasi terlalu pinggir bs sepertiga jarak saja, tidak aspirasi dulu sebelum dimasukkan obat
RUMPEL LEEDE	informed consent lengkap, persiapan ok, komunikasi ok, pemeriksaan Rupleleed cukup ok, pada pembacaan ada yang kurang lengkap, tidak melakukan swab alkohol