

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711141 - RADIYANA QUROTAAYUN

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	cara mengisi spesimen ke dalam tabung pengencer dg cara ditarik spuitnya, bukan diputar2 seperti tabung kapiler hmt.
DARAH RUTIN (HMT)	tabung kapiler cukup diputar2 saja saat ambil spesimen, gak perlu diketuk2 kuat ke dalam dasar tabung vial spesimen.
Fungsi Vena	"Pemilihan vena tidak disebutkan
INJEKSI	alat tidak disiapkan khusus bengkok, tempat suntik, dll, jika suntikan IM spuit yg dipilih dan jarum yang panjang, buang udara setelah ganti jarum, sebelum disuntik diraba ada yg bengkak, dll, aspirasi dulu sebelum masuk obat, belum diplester
RUMPEL LEEDE	sambung rasa perlu ditingkatkan, informed consent sdh cukup baik, persiapan dan alat sdh cukup., pemasangan manset tidak rapi dan kendur, tdk membersihkan dengan swab, prmbacaannya kurang lengkap,