

## FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711146 - DAFFA HAFIDH ARDIANSYAH

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	cara baca hb, keluarkan tabung pengencer lalu pegang tegak lurus, jangan miring
DARAH RUTIN (HMT)	tabung kapiler cukup diputar2 saja saat ambil spesimen, gak perlu diketuk2 kuat ke dalam dasar tabung vial spesimen.
Fungsi Vena	Perhatikan kelengkapan alat, pemasangan tourniquet tidak disampaikan, label pemeriksaan tidak ditempelkan, tabung tidak dihomogenisasi, edukasi kapas ditahan 5 menit belum disampaikan
INJEKSI	siapkan semua dalam wadah suntik yang bersih, bengkok didekatkan bekas pakai. Kencangkan jarum sebelum dipakai, ganti jarum dulu br dibuang udaranya, cek ada edema/bengkak di lokasi suntikan, aspirasi dulu sebelum memasukkan obat, tutup kapas steril dan beri plester
RUMPEL LEEDE	informed consent ok, komunikasi ok, persiapan ok, pada pemakaian manset tidak rapi, dan menggelembung, pembacaan RL kurang lengkap