

FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 4.2 & 4.3 TA 2022/2023

19711116 - VINKAN PRAWIFA ZHAHRAH

STATION	FEEDBACK
STATION IPM 1	Belum meminta bantuan, frekuensi RJP kurang cepat ya, seharusnya 100x/menit. RJP ulang sudah lebih baik.
STATION IPM 2	tdk cek respon, baggingnya apakah benar 8x dalam semenit? emangnya orang normasl napasnya berapa kali dlm semenit?
STATION IPM 3	"Tatalaksana Kegawatdaruratan / Awal: Mbak, itu kan instruksinya tidak disuruh ngecek ABCDE saja, namun disuruh usulkan tatalaksana kegawatdaruratan / awal.... Pemeriksaan Fisik: Px Vital Sign sudah benar, Pemeriksaan Thoraks hanya auskultasi jantung saja mbak ? Pemeriksaan CRT masih belum tepat, pemeriksaan turgor kulit masih belum tepat. Pemeriksaan Neurologis: Px GCS tidak tepat mbak, coba dibuka di Youtube banyak referensi cara memeriksa GCS ya mbak Vinkan. Px refleks patologis : hanya 1 sisi ekstremitas saja. Px. Refleks Fisiologis tidak diperiksa. Pemeriksaan Penunjang: Interpretasi CT Scan kepala --> nanti dibaca lagi ya mbak Vinkan bukunya . Px Penunjang Darah interpretasinya sudah benar Diagnosis: Diagnosis Cedera kepala berat dengan Subarachnoid hemoragik (?) --> Nanti dibaca kembali ya mbak bukunya Lain lain:-"
STATION IPM 4	Scr umum ckp baik, Ax blm menggali riwayat penyakit lain yg diderita dan riwayat pengobatan anti nyeri, sdh px kepala tp tdk melakukan px konjunktiva (tdk memeriksa berdasar keluhan pasien. Dik px fisik itu utk memastikan dari keluhan yg disampaikan pasien cari apa yg mendukung dan apa yg bisa disingkirkan, tdk hanya sekedar px global gitu, px penunjang benar 1, dx belum sesuai dg ax & px penunjang kok jauh banget ... kalau ax Anda benar dx sdh bisa didapat 70-100%, edukasi blm sempit dilakukan krn waktu habis
STATION IPM 5	Alloanamnesis cukup baik dan lengkap ditanyakan ke pengantar pasien, status psikiatri sudah baik, bisa menyebutkan 10 dari 12 aspek, diagnosa sudah tepat, DD yang benar hanya 1. Resep farmakoterapi sudah benar, komunikasi dan edukasi sudah baik
STATION IPM 6	dx emergensi syok, klinisnya dengan apa? tx emergensinya apa? jangan lupa desinfeksi dan tidak menyentuh dengan tangan bagaian yang akan di tusuk, kunci dulu infus set sebelum disambungkan dengan cair. perhatikan sudut jarum pada saat menusuk. lakukan fiksasi dengan benar