

## FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711174 - ERICO FANDY PRAKOSA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Jarum simulasi masuk safety box
STATION RESUSITASI NEONATUS	HR pertama 40 kok mau langsung kompresi...sudah VTP 5 detik dada mengembang harusnya lanjutkan VTP 30 detik.
STATION SIRKUMSISI	hati2 prinsip sterilitas, teknik jahitnya, saat motong markernya harus tahu, satu sisi dulu diselesaikan baru motong sisi yang lain