

FEEDBACK OSCE SEMESTER 1 TA 2023/2024

23711183 - MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH

| STATION | FEEDBACK |
|--|---|
| PEMERIKSAAN GAIT | untuk palpasi, Anda bisa menekan lebih kuat; untuk sensorik, pastikan pasien merasakan stimulus dimana; aspek pemeriksaan lain sudah dilakukan dengan baik; tetap semangat belajar |
| PEMERIKSAAN KEKUATAN, TONUS DAN TROFI OTOT | bagus runtut, hanya kurang cuci tangan setelah selesai |
| PEMERIKSAAN LAPANG PANDANG, OTOT EKSTRAOKULER, TEK | pemeriksaan cukup baik, tingkatkan lagi dengan banyak latihan |
| PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS | alhamdulillah sudah baik, tapi sebaiknya setiap melakukan pemeriksaan N.Cranialis sebelum ke tes fungsi dilakukan dulu inspeksi yaa dek.. dan intepretasikan secara sistematis. |
| PEMERIKSAAN REFLEKS FISIOLOGIS DAN SENSIBILITAS | sama dengan px sensibilitas, px nyeri juga tanyakan aoakah sama intensitas yang dirasakan pasien antara kanan dengan kiri |
| PEMERIKSAAN SEGMENT ANTERIOR | jangan lupa pake lup binokular ya, shadow test sinar diarahkan dari sudut 45 derajat ya, jangan dari samping, melihat konjungtiva palpebra superior kurang baik. |
| PEMERIKSAAN VISUS | sudah baik, hanya kurang cuci tangan setelah pemeriksaan |
| PEMERIKSAAN VITAL SIGN | Sudah baik,namun menjelaskan hasil pemeriksaan nadi dan pernapasan perlu lebih lengkap, tidak hanya frekuensi. Tapi juga regularitas, kualitas, kekuatan nadi, kedalaman pernapasan, tipe pernapasan. |
| UNIVERSAL PRECAUTION | perhatikan lagi 6 langkah cuci tangan WHO yg benar, diingat lagi, mana korentang? ingat bentuknya, yg dipakai korentang atau peyan? saat initial washing, scrubbing, bilas dan keringkan dg handuk , jaga agar tangan lebih tinggi dari siku , hati2 saat scrubbing perhatikan zona dan langkah2 nya, saat mengeringkan juga masing2 sisi, menggunakan sisi handuk yg berbeda, tidak boleh bolak balik bawah atas , tp keringkan dari sisi atas ke abwah. belajar lagi teknik menggunakan glove(gloving) yang tepat , boleh pilih mau closed atau open method. kalau closed, ingat lagi langkahnya yg benar gimana. |