

FEEDBACK REMEDIASI 1 OSCE SEMESTER 3 TA 2023/2024

22711044 - RIFQI AHMAD FARHANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN HB DAN HMT	Hb : kerjanya lbh bersih lg ya mas, agar sisa darah di tabung mikronya tidak ada yg tersisa di pinggir tabungnya. Kalau masih ada sisa darah di luar tabung, dilap/berishkan pake tisu dlu ya mas baru dimasukkan tabung mikronya ke dalam tabung yg berisi Hcl. Hasil warna masih lbh pekat dr tabung komparatornya ya mas. Hmt : cara menaruh tabung kapiler di mesin sentrifusnya salah ya mas, seharusnya bagian semen diletakkan menghadap keluar/di bagian luar.. bukan semennya yg di dalam. Kalau semennya yg di dalam, saat disentrifus darahnya yg di dalam tabung kapilernya keluar smua. Harusnya kalau perlakukannya seperti ini, tidak ada hsl yg bisa terbaca.