

FEEDBACK REMEDIASI 1 OSCE SEMESTER 3 TA 2023/2024

22711151 - AULIA KHALISA BANGUN RAHMAPUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN HB DAN HMT	Hb : Prosedur Hbnya diperhatikan ya mba, sampel darah jangan sampai kebanyakan saat diambil. Sisa darah di tabung luar dibersihkan ya dengan tisu jangan sampai menambah volume sampelnya. Sisa darah dalam tabung mikro juga dibilas dengan bersih dgn Hclnya. Bisa banyak banget volume darahnya di dalam tabung, hasil Hbnya jadi melonjak tinggi sampe >20gr/dL. Hmt : penyeimbangannya pakai spesimen lain yg tdk terpakai ya mba, bukan pakai tabung kapiler yg kosong ya. Hati2 lhoo yaa cara bacanya jangan sampai salah mba, karena hasilnya juga nanti salah.
TEKNIK INJEKSI	IC= ok ; persiapan= pilih spuit dan jarum pengganti yg sesuai ; inj ic= teknik inj ok, tidak perlu diplester. coba baca lagi inj ic biasanya pada kondisi apa ; inj im= pilih spuit yg sesuai. kalau mau ambil obat 2 ml aja, pakai spuit 3ml cukup. teknik inj ok ; komunikasi= hindari bahasa medis ya ; profesionalisme= ok